

# ***Zeus***

**Zeus è lo scooter che unisce dimensioni, prestazioni e comodità per darti la possibilità di andare ovunque tu voglia, anche all'interno dei negozi, in banca, in posta, ovunque... Sospensioni anteriori e posteriori, luci a led, indicatori di direzione, 2 specchietti retrovisori, un grande cestino e un comodo sedile completamente regolabile come il poggiatesta e i braccioli. L'autonomia può arrivare a 30km perché il sistema di recupero dell'energia ricarica le batterie in frenata e in discesa. Se ne avrai bisogno potrai anche smontarlo per caricarlo in auto.**

**Zeus, uscire non sarà più un problema!**





CARATTERISTICHE TECNICHE	
Lunghezza totale	1250 mm
Larghezza totale	600 mm
Altezza totale	1200 mm
Ruote anteriori	10"
Ruote posteriori	10"
Peso con batterie	93 Kg
Velocità massima	9/10 Km/h
Portata peso	136 kg
Altezza dal suolo	110 mm
Capacità di arrampicata	9° gradi- 15%
Capacità dislivello	100 mm
Raggio di svolta	1420 mm
Sospensioni	anteriori e posteriori
Freni	Elettromagnetici rigenerativi
Tipo sedile	Tappezzeria premium, poggiatesta, sedile regolabile e girevole
Larghezza sedile	510 mm
Potenza del motore	DC 24V 860W/1.2Hp
Batterie	2 x 12V - 45Ah
Peso delle batterie	12 Kg X 2
Distanza percorribile	26-30 Km
Alimentatore batterie	Esterno
Elettronica	Pulsante ON/OFF, spia batteria, 2 marce + Manopola controllo velocità
Sistema recupero energia	in frenata e in discesa

