

# ***ERCOLE***

restyling

**ERCOLE**, grande, potente, robusto, comodo e confortevole con i suoi 4 ammortizzatori.

Abbiamo seguito le tecnologie applicate alle automobili aggiungendo dei resistentissimi paraurti "bumper" protezioni in gomma che nascondono una barra in acciaio in modo da proteggere la carrozzeria e i fanali dagli urti.

Controllo automatico della velocità in curva e freno di emergenza.

Manubrio a delta per poterlo guidare con una sola mano, sterzo regolabile in inclinazione e un comodo sedile con poggiatesta, girevole e regolabile in profondità proprio come quelli delle automobili.

Aggiungete i braccioli regolabili in altezza e larghezza e il confort è assoluto. Indicatori di direzione anteriori e posteriori. Le ruote sono di grande diametro con cerchi in lega leggera, e una grande distanza dal suolo per poter superare meglio gli ostacoli e la guida su terreni accidentati. Le batterie molto potenti vi consentiranno di fare tanta strada.

Cestino e chiave di accensione completano la dotazione di serie.

**Non vi resta che girare la chiave e partire !!!!**





## Caratteristiche tecniche ERCOLE restyling

Portata massima	225 Kg
Velocità massima	15 Kmh
Distanza percorribile	50 km
Altezza massima gradino superabile	15 cm
Raggio sterzata	180 cm
Pendenza superabile	12°
Controller velocità	doppia velocità
Batterie	12V 75Ah x 2pz
Carica batterie	8A esterno
Ruote anteriori	14"
Ruote posteriori	14"
Freni	Intelligenti - freni elettromagnetici rigenerativi
Motore	DC24V-1350W



### Dimensioni

Dimensioni generali	A - 144 cm	B - 68 cm	C - 130 cm
Dimensioni sedile	D - 51 cm	E - 46 cm	F - 80 cm
Altezza sedile da terra	G - da 66 a 73 cm		
Altezza poggiatesta	H - da 40 a 48 cm		
Interasse	I - 104 cm		
Peso totale	147 Kg		
Peso base	77 Kg		
Peso batterie	25 kg x 2pz		
Peso sedile	20 Kg		