

Elettra4 SMT

Poltrona motorizzata a 4 ruote ultra compatta, gli ingombri ridottissimi le consentono di muoversi in spazi ristretti e di passare in tutte le porte, anche quelle più strette. Perfetta all'interno dell'abitazione, vi permette di avvicinarvi ai mobili grazie al suo sedile girevole e di andare comodamente al tavolo per merito dei poggia braccio pieghevoli. Volete portarla con voi?....nessun problema! ...è facilmente smontabile in 3 parti senza l'ausilio di attrezzi e il peso ridotto vi consente un facile trasporto.

Il joystick è posizionabile sia a Dx che a Sx dei braccioli.


Altezza e larghezza bracciolo regolabile,
schienale reclinabile e sedile regolabile
in altezza per trovare la giusta comodità e
cintura di sicurezza.





CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata massima	114 Kg
Velocità massima	6 Km/h
Distanza percorribile	14 km
Altezza massima gradino superabile	4,5 cm
Raggio sterzata	77 cm
Pendenza superabile	6°
Controller di comando	PG VSI 50
Batterie	12V 15Ah x 2pz
Carica batterie	1,5 A esterno
Ruote di stabilità	6" x 2" antiferatura
Ruote di trazione	200" x 75" antiferatura
Freni	Intelligenti - freni elettromagnetici rigenerativi
Motore	DC 24VV 90/300W



DIMENSIONI

Dimensioni generali	A - 86 cm	B - 56 cm	C - 84 cm
Dimensioni sedile	D - 46 cm	E - 38 cm	F - 38 cm
Altezza sedile da terra	G - da 46 a 53 cm		
Altezza poggiatesta	H - da 33 a 43 cm		
Portata massima	114 kg		
Peso totale	99 Kg		
Peso base	55 Kg		
Peso batterie	10 kg x 2pz		
Peso sedile	24 Kg		